



Vážená paní doktorko, Vážený pane doktore,

věříme, že jste si čas dovolených užili naplno a jste nabití novou energií do podzimních měsíců.

Aktuální číslo bulletinu přináší mnoho zvýhodněných produktů, které jsou Vámi tak oblíbené a neodmyslitelně patří do každé ordinace. V tomto vydání akčního bulletinu jsme si pro Vás připravili speciální podzimní akci na dezinfekce BODE a Schülke.

Za pozornost stojí i možnost provádět „nový“, plně hrazený výkon v ambulanci. Jedná se o „Průkaz infekcí močových cest kultivací na třech médiích“, kód: Q2222, který je ohodnocen 148 body a mohou jej vykazovat odbornosti 002, 001, a 103. Tento výkon je nutně předem nasmlouvat u zdravotních pojišťoven. Jediné co potřebujete je Inkubátor a některý z testů Uricult.

Před koncem roku opět přinášíme cenové zvýhodnění na močový reader LauraSmart, který Vám umožní standardizovat hodnocení močových proužků, ale navíc za výhodnějších nákladů než při použití proužků pro vizuální kontrolu. Dále tento přístroj umí Microalbuminurii včetně výpočtu poměru albumin/kreatin a to rovněž za velmi výhodných cenových podmínek.

Pro více informací se můžete obrátit na naše Obchodní oddělení **800 136 136**, popřípadě navštívit naše webové stránky **www.medipos.cz**, kde najdete mnoho dalších produktů ze zdravotnického materiálu, tiskopisů a jiného zboží pro Vaše ordinace.

Přejeme Vám krásný konec léta a pohodový začátek podzimních dnů.

Obchodní oddělení MEDIPOS P+P, s.r.o.



1993–2018  
ČTVRTSTOLETÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ  
PRO LÉKAŘE I VEŘEJNOST  
**MEDIPOS P&P**

## Močový reader LAURA® Smart

Močový reader LAURA® Smart je efektivním řešením analýzy moče určené pro ordinace praktických lékařů. Vyhodnocování analýzy moče pomocí LAURA® Smart eliminuje subjektivní interpretaci barevné odezvy diagnostických zón a tím významně přispívá ke správné diagnostice pacienta. Přístroj Vám zajistí standardizaci výsledků a jednoduchou dokumentaci výsledků na termotiskárně.

### Vlastnosti:

- výsledek do 2 minut
- semikvantitativní stanovení
- dodržení expozičních časů
- velmi jednoduché ovládání v českém jazyce
- měření mikroalbuminurie včetně automatického výpočtu poměru albumin x kreatinin
- doživotní kalibrační proužky
- přenosný, napájení bateriemi (6x 1,5AA) nebo síťovým kabelem
- volba způsobů identifikace vzorků - jméno pacienta, rodné číslo



**!! Akce ke každému přístroji Laura Smart 2 balení DekAPHAN Laura 100ks ZDARMA !!**

| Kód      | Název                     | Balení (FJ) | Min.mn. | DPH | Cena s DPH FJ    |
|----------|---------------------------|-------------|---------|-----|------------------|
| INS00064 | Přístroj LAURA®Smart      | 1 ks        | 1 ks    | 21% | <b>15.972,00</b> |
| URPH0029 | MicroalbuPHAN®LAURA 50 ks | 1 bal       | 1 bal   | 21% | <b>341,20</b>    |
| URPH0028 | DekaPHAN®LAURA 100 ks     | 1 bal       | 1 bal   | 21% | <b>460,00</b>    |
| URPH0027 | HeptaPHAN®LAURA 100 ks    | 1 bal       | 1 bal   | 21% | <b>312,00</b>    |
| URPH0026 | PentaPHAN®LAURA 100 ks    | 1 bal       | 1 bal   | 21% | <b>292,70</b>    |

## Kanyly Insyte W

Určena k zajištění periferního žilního řečiště. Je vyrobena z vysoce biokompatibilního materiálu, který významně snižuje riziko tromboflebitid.

### Oblasti použití:

- aplikace infúzí, transfúze a léčiv
- odběry krve k diagnostickým účelům

### Vlastnosti:

- sterilní s křídélky pro lepší zajištění



| Kód    | Název                         | Balení (FJ) | Min.mn. | DPH | Cena s DPH FJ |
|--------|-------------------------------|-------------|---------|-----|---------------|
| 381312 | Insyte W 0,7x19mm 24GA žlutá  | 1 ks        | 1 ks    | 21% | <b>18,90</b>  |
| 381323 | Insyte W 0,9x25mm 22GA modrá  | 1 ks        | 1 ks    | 21% | <b>18,90</b>  |
| 381334 | Insyte W 1,1x30mm 20GA růžová | 1 ks        | 1 ks    | 21% | <b>18,90</b>  |
| 381344 | Insyte W 1,3x30mm 18GA zelená | 1 ks        | 1 ks    | 21% | <b>18,90</b>  |

## Uricult Plus a Trio

Kultivační testy založené na průkazu a detekci předpokládaných mikroorganismů ve vzorcích moči. Jednoduché provedení: namočit - inkubovat - interpretovat výsledek. Lze inkubovat při 37 °C v termostatu přímo v ordinaci a zde kvantitativně vyhodnotit nebo transportovat bez speciálních opatření do laboratoře k inkubaci, interpretaci a stanovení citlivosti.

### Oblasti použití:

- kultivační močové testy k diagnostice infekcí močových cest

### Vlastnosti:

- tři agarové půdy
- jedna strana se zelenou půdou CLED, která podporuje růst téměř všech bakterií způsobujících infekce močových cest
- druhá strana se dvěma půdami: červená půda MacConkey je selektivní pouze pro gram-negativní bakterie. Bezbarvá půda pro detekci enterokoků u varianty Plus a nebo detekci bakterií Escherichia Coli u varianty Trio



**!! Nově plně hrazený výkon !!** Lékaři s odborností 001, 002 a 103 mají nově možnost stanovit infekci močových cest dip-slide testem se třemi médii s použitím inkubátoru v ambulanci. Tento výkon je **NUTNĚ** předem nasmlouvat u zdravotních pojišťoven.

| Kód   | Název                    | Balení (FJ) | Min.mn. | DPH | Cena s DPH FJ   |
|-------|--------------------------|-------------|---------|-----|-----------------|
| 67465 | Uricult Plus, bal. 10 ks | 10 ks       | 1 bal   | 21% | <b>375,10</b>   |
| 68197 | Uricult Trio, bal. 10 ks | 10 ks       | 1 bal   | 21% | <b>375,10</b>   |
| 05866 | Incubator Cultura - M    | 1 ks        | 1 ks    | 21% | <b>5.989,50</b> |

## Lopatky lékařské

Dřevěné ústní lžičky do krku.



### Oblasti použití:

- k vyšetření dutiny ústní a krku
- aplikace léčebných prostředků

### Vlastnosti:

- nesterilní, rozměr 2 x 15 cm



| Kód   | Název                   | Balení (FJ) | Min.mn./kar.   | DPH  | Cena s DPH FJ/kar.    |
|-------|-------------------------|-------------|----------------|------|-----------------------|
| DL100 | Lopatky lékařské 100 ks | 100ks       | 1 bal / 50 bal | 21 % | <b>31,60/1.491,30</b> |

## Cutasept F dezinfekce kůže

Bezbarvá alkoholová dezinfekce určená k přímému použití.

### Oblasti použití:

- dezinfekce kůže před vpichem (zavádění kanyl, krevní odběry, punkce)

### Vlastnosti:

- působí rychle a vykazuje dobré reziduální účinky
- výborně snášen pokožkou
- používá se pro odmašťování kůže, dobrou přilnavost chirurgických fólií
- baktericidní, fungicidní na kvasinky, tuberkulocidní, virucidní na obalené viry (včetně HCV, HIV, HBV, BVDV, vacciniavirus) a neobalené viry Rotavirus, tuberkulocidní



### Složení výrobku:

100 g roztoku obsahuje: 2-propanol 63,0 g, benzalkoniumchlorid 0,025 g, purifikovaná voda

| Kód        | Název                            | Balení (FJ) | Min.mn. | DPH | Cena s DPH FJ |
|------------|----------------------------------|-------------|---------|-----|---------------|
| B0976806   | Cutasept F 50ml s rozprašovačem  | 50ml        | 1 lah   | 21% | <b>108,4</b>  |
| B0981130/0 | Cutasept F 250ml s rozprašovačem | 250 ml      | 1 lah   | 21% | <b>141,60</b> |
| B0973118   | Cutasept F 500ml s rozprašovačem | 500ml       | 1 lah   | 21% | <b>227,70</b> |

## Sterillium dezinfekce rukou

Tekutý alkoholový dezinfekční přípravek pro hygienickou i chirurgickou dezinfekci rukou.

### Oblasti použití:

- dezinfekce rukou

### Vlastnosti:

- velice dobré reziduální
- baktericidní, MRSA, fungicidní na kvasinky, tuberkulocidní, mykobaktericidní, virucidní na obalené viry (vč. HBV, HIV, HCV), SARS, účinný proti adeno, papova a rota viru

### Složení výrobku:

100 g roztoku obsahuje: propan-2-ol 45 g, propan-1-ol 30 g, metconium-metilsulfate 0,2 g, glycerol, parfémové přísady, barvicí složka patentblue V 80%



Ke každé láhvi Sterillium 500ml obdržíte **ZDARMA Sterillium 100ml**

Ke každé láhvi Sterillium 1l obdržíte **ZDARMA 2ks Sterillium 100ml**

Ke každému kanystru Sterillium 5l obdržíte **ZDARMA Sterillium 1l**

| Kód      | Název            | Balení (FJ) | Min.mn. | DPH | Cena s DPH FJ   |
|----------|------------------|-------------|---------|-----|-----------------|
| B0958010 | Sterillium 500ml | 500 ml      | 1 lah   | 21% | <b>168,00</b>   |
| B0975220 | Sterillium 1l    | 1 l         | 1 lah   | 21% | <b>287,30</b>   |
| B0958030 | Sterillium 5l    | 5 l         | 1 lah   | 21% | <b>1.290,00</b> |

## Stříkačky B-D

Standardní sterilní dvoudílná stříkačka.

### Oblasti použití:

- k odběrům krve a ředění léků
- aplikace běžných injekčních roztoků

### Vlastnosti:

- Luer-koncovka
- hladký a stabilní posuv pístu pro optimální ovládnutí a stabilitu



| Kód | Název              | Balení (FJ) | Min.mn./kar.   | DPH | Cena s DPH FJ/kar.       |
|-----|--------------------|-------------|----------------|-----|--------------------------|
| 1   | 2ml stříkačka B-D  | 100ks       | 1 bal / 30 bal | 21% | <b>62,90 / 1.740,20</b>  |
| 2   | 5ml stříkačka B-D  | 100ks       | 1 bal / 18 bal | 21% | <b>83,00 / 1.379,70</b>  |
| 3   | 10ml stříkačka B-D | 100ks       | 1 bal / 12 bal | 21% | <b>117,80 / 1.305,10</b> |
| 4   | 20ml stříkačka B-D | 80ks        | 1 bal / 12 bal | 21% | <b>149,40 / 1.655,30</b> |

## Septoderm dezinfekce kůže

Tekutý bezbarvý alkoholový dezinfekční přípravek pro dezinfekci kůže.

### Oblasti použití:

- dezinfekce kůže před vpichem (zavádění kanyl, krevní odběry, punkce)
- dezinfekce rukou

### Vlastnosti:

- výborná snášenlivost s pokožkou
- neobsahuje barviva, parfém a alergenní složky
- baktericidní, MRSA, fungicidní, plně virucidní, mykobaktericidní, tuberkulocidní



### Složení výrobku:

etanol 45%, isopropanol 30%, kvarterní amoniové soli

| Kód        | Název                     | Balení (FJ) | Min.mn. | DPH | Cena s DPH FJ |
|------------|---------------------------|-------------|---------|-----|---------------|
| BCH2090131 | Septoderm v rozpaš. 200ml | 1 lah       | 1 lah   | 21% | <b>83,40</b>  |
| BCH2090096 | Septoderm 500ml           | 1 lah       | 1 lah   | 21% | <b>92,90</b>  |

## Vata obvazová skládaná

Měkká kvalitně vyčesaná obvazová vata, příjemná na omak se zvýšenou savostí.

### Oblasti použití:

- základní zdravotnický materiál
- jako podkladový materiál sádrových nebo škrobových obinadel při fixaci zlomenin

### Složení výrobku:

- 67 % bavlna, 33 % viskózní stříže



| Kód    | Název                               | Balení (FJ) | Min.mn. | DPH | Cena s DPH FJ |
|--------|-------------------------------------|-------------|---------|-----|---------------|
| 110232 | Vata obvazová skládaná 50g          | 1 sáč       | 1 sáč   | 15% | <b>11,70</b>  |
| 110233 | Vata obvazová skládaná 100g         | 1 sáč       | 1 sáč   | 15% | <b>19,50</b>  |
| 110235 | Vata obvazová skládaná 200g         | 1 sáč       | 1 sáč   | 15% | <b>36,50</b>  |
| 110720 | Vata obvazová vinutá – směs – 1000g | 1 sáč       | 1 sáč   | 15% | <b>170,60</b> |

## Jehly B-D

Jednorázová jehla k podávání léčiv nebo odběru krve, barevné rozlišení dle mezinárodního značení.

### Oblasti použití:

- aplikace běžných injekčních roztoků
- klasické odběry

### Vlastnosti:

- tenkostěnné jehly s průhledným barevným nástavcem
- vysoký průtok
- kombinovaná koncovka Luer/Luer-Lock



| Kód | Název                           | Balení (FJ) | Min.mn./kar.   | DPH | Cena s DPH FJ/kar.      |
|-----|---------------------------------|-------------|----------------|-----|-------------------------|
| 18  | Šedá 0,4x19 jehla B-D 27G3/4    | 100ks       | 1 bal / 50 bal | 21% | <b>42,50 / 1.960,20</b> |
| 5   | Oranž. 0,5x16 jehla B-D 25G5/8  | 100ks       | 1 bal / 50 bal | 21% | <b>61,40 / 2.831,40</b> |
| 6   | Oranž. 0,5x25 jehla B-D 25G1    | 100ks       | 1 bal / 50 bal | 21% | <b>42,50 / 1.960,20</b> |
| 15  | Fialová 0,55x25mm B-D 24G 1     | 100ks       | 1 bal / 50 bal | 21% | <b>42,50 / 1.960,20</b> |
| 8   | Modrá 0,6x25 jehla B-D 23G1     | 100ks       | 1 bal / 50 bal | 21% | <b>42,50 / 1.960,20</b> |
| 7   | Modrá 0,6x30 jehla B-D 23G11/4  | 100ks       | 1 bal / 50 bal | 21% | <b>42,50 / 1.960,20</b> |
| 9   | Černá 0,7x30 jehla B-D 22G11/4  | 100ks       | 1 bal / 50 bal | 21% | <b>42,50 / 1.960,20</b> |
| 14  | Černá 0,7x40 jehla B-D 22G11/2  | 100ks       | 1 bal / 50 bal | 21% | <b>42,50 / 1.960,20</b> |
| 10  | Zelená 0,8x40 jehla B-D 21G11/2 | 100ks       | 1 bal / 50 bal | 21% | <b>44,10 / 1.960,20</b> |
| 11  | Žlutá 0,9x40 jehla B-D 20G11/2  | 100ks       | 1 bal / 50 bal | 21% | <b>44,10 / 1.960,20</b> |
| 12  | Krémová 1,1x40 jehla B-D 19G    | 100ks       | 1 bal / 50 bal | 21% | <b>52,30 / 2.323,20</b> |
| 16  | Růžová 1,2x40 jehla B-D 18G     | 100ks       | 1 bal / 50 bal | 21% | <b>52,30 / 2.323,20</b> |

**MEDIPOS P&P, s.r.o.**  
675 52 Lipník 44 (okr. Třebíč)  
tel: 568 858 989, fax: 568 858 985  
e-mail: medipos@medipos.cz

**Pomůcky PRO zdraví - prodejny zdravotnických potřeb:**  
Třebíč, 674 01, Bráfova 45, tel.: 568 848 580, GSM: 773 836 505, e-mail: zp.brafova@medipos.cz  
Praha 3, 130 00, Vinohradská 156, tel.: 284 812 105, GSM: 606 718 989, e-mail: zp.vinohradska@medipos.cz  
e-mail: pomuckyPROzdravi@medipos.cz

Zásobování ordinací: [www.medipos.cz](http://www.medipos.cz)

**800 VOLEJTE ZDARMA 800 136 136**

Dotázky veřejnosti: [www.pomuckyPROzdravi.cz](http://www.pomuckyPROzdravi.cz)